

## PRZEDMIAR - KOLUMN

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ W OBRĘBIE KLINIKI NEUROCHIRURGII ORAZ KLINIKI CHIRURGII SERCA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. BOROWSKIEJ 213, DZIAŁKA NR 77/1, AM 14, OBRĘB GAJ, JEDN. EWID. M. WROCŁAW

Lp.	OPIS ELEMENTU	Ilość
1.	<b>Kolumna sufitowa stacjonarna z obrotową konsolą, ZADANIE 1 – KLINIKA NEUROCHIRURGII – BUDYNEK „B”</b>	<b>6</b>
	Zestaw dla montażu sufitowego	1
	Kotwa dla mocowania poprzez sufit	1
	Maskownica sufitowa ø580mm	1
	Belka pionowa	1
	Głowica: "L1500 mm"	1
	<b>Komponenty zabudowane:</b>	
	Punkt poboru gazów medycznych AGA ,O2	2
	Punkt poboru gazów medycznych AGA AIR	1
	Punkt poboru gazów medycznych AGA VAC	1
	Manometr kontrolny	3
	Gniazdo ekwipotencjalne JB	18
	Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - białe	18
	Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6	4
	Polka dla głowicy L, 550x450mm, boczne szyny	2
	Polka dla głowicy L, 550x450x110 mm, szuflada, boczne szyny	2
	Dodatkowe akcesoria	
	Komplet 2 wysięgników (550 mm, 600/700 mm)	1
	Wieszak infuzyjny, uchwyt dla wysięgnika 698800 (drażek 900mm, kosz na 4 butle, haczyki obrotowe 4 szt)	1
	Drażek uniwersalny Ø 20 - L 500 mm	1
	TACA	1
	Lampa LED na wysięgniku, 17W, 42.000 Lx, mocowanie na szynie medyczna	1
	<b>Montaż - kolumna sufitowa stacjonarna z obrotową konsolą</b>	<b>6</b>
	<b>UWAGA: DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LUB NIE GORSZYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE PRZYKŁADY. DLA PODANYCH WYMIARÓW DOPUSZCZA SIĘ RÓWNIEŻ TOLERANCJĘ W GRANICACH ± 4 CM</b>	